

## Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17  
D-53175 Bonn  
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46  
Тел: +49-(0)228-95 352 36  
info@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com

### Информация о продукте

## Двухкомпонентный лак «Эксклюзив» полуглянцевый

### 1. Описание товара

Полуглянцевый двухкомпонентный лак на водяной основе для деревянных и пробковых полов с особо сильными нагрузками. Превосходная текучесть, очень высокая износостойчивость. Создает эластичную защиту с хорошей устойчивостью к воздействию химикатов. Так как применяется с отвердителем, рекомендуется только для профессиональных пользователей.

### 2. Сферы применения

Применяется на паркетных и деревянных полах. Также подходит для пробковых полов с минимальной необработанной плотностью пробки 500 кг на 1 м<sup>3</sup>.

### 3. Способ применения

Пол предварительно должен быть шлифован мелкозернистой шлифовальной бумагой и должен быть чистым, сухим и обеспыленным. Температура работы: 15-25°C. Для уменьшения склеивания швов необходимо предварительное грунтование пола. Перед применением на ярких (разноцветных) и незнакомых сортах древесины сделать предварительную пробу или проконсультироваться со специалистами производителя или продавца. *Смесь лака и отвердителя можно использовать в течении 4 часов. Поэтому необходимо смешивать только такое количество лака и связующего вещества, которое будет использовано в течение этого времени.*

- 1) Перед смешиванием лак и отвердитель хорошо взболтать.
- 2) Добавить отвердитель в лак и путем тщательного вбалтывания перемешать. Лак и связующее вещество перемешиваются всегда в пропорции 10:1, причем отвердитель добавляется в лак (не наоборот).
- 3) Нанести равномерным слоем с помощью валика «Акватол» (10мм) на поверхность.
- 4) Оставить первый слой высыхать 4 часа.
- 5) Промежуточное шлифование (шлифовальная сетка зернистость 150) является обязательным, если грунтовка была не отшлифована.
- 6) Нанести второй слой (см. пункт 3)
- 7) В течении ночи высохшим полом можно аккуратно пользоваться.
- 8) Окончательную твердость лак приобретает через 7-10 дней. В течение этого времени можно установить мебель, соблюдая меры предосторожности. В первые дни не рекомендуется класть ковер. Избегайте влажной уборки в течение первых 14 дней. После этого обработайте паркет с помощью полироли для паркета фирмы Доктор Шутц.  
5.5 л лака и связующего вещества = 28м<sup>2</sup> (в 2 слоя), т.е. 1л = 5 м<sup>2</sup> (в 2 слоя)

**Совет:** Начинать работу надо как правило со стороны, где падает свет (это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать покрытие лака от источника света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью пола во время работы и если возникнут ошибки их исправлять. Наносить лак с помощью валика, работая по секторам с максимальной шириной 1 метр. Чтобы избежать образования «пузырей», дайте лаку постоять 1-2 минуты, после того как вы его хорошо встряхнули. Оставьте первый слой лака сохнуть (рекомендуется 4 часа, мин. 2 часа). Во время высыхания поверхность должна быть защищена от пыли и прямого попадания солнечного света.

*Совет:* Чтобы достичь самой высокой устойчивости к износу (например на спортивных площадках), можно нанести третий слой лака. В этом случае необходимо осуществить промежуточное шлифование после второго слоя. *Для избежания неровностей («волн»), наносить Эксклюзив, как и любой лак, грунтовку или масло Премиум, лучше всего вдвоём. Так как работая по секторам с максимальной шириной в 1 метр, лак не успеет затвердеть перед тем как будет нанесён очередной слой на прилежащей поверхности! Тем самым будет исключено появление «волн» (переходов).*

#### 4. Технические характеристики

Уровень pH: около 8,0 (концентрат)

Состав: Полимеры, текучие и пленкообразующие вещества, добавки.

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте и беречь от замораживания. Срок годности: 1 год от даты, указанной на упаковке.

#### 5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

#### 6. Фасовка

Лак «Эксклюзив» 5 л + 0,5 л отвердитель (арт. № 283000506)



## Отвердитель для двухкомпонентного лака «Эксклюзив»

### 1. Описание товара

Специальное связующее вещество для двухкомпонентного лака «Эксклюзив» и «ПУ-мастики» от Dr. Schutz.

### 2. Способ применения

Взболтать отвердитель и влить в лак или замешать в отдельной посуде в соответствии с инструкцией по применению. Время, в течение которого можно использовать смесь, – 4 часа.

Отвердитель всегда следует хранить в плотно закрытой бутылке, т.к. он не должен вступать в контакт с влагой. Хранить в оригинальной упаковке при температуре 5-30 градусов.

### 3. Технические характеристики

Состав: Изоцианат, растворитель.

Срок годности: **9 месяцев**. Дата, указана на упаковке.



Имеет раздражающие свойства.

Избегать контакта, т.к. возможно раздражение кожи. При работе надевать защитные перчатки. Вреден для всех водных организмов, имеет длительное вредное воздействие на водоемы. Не выливать и не выбрасывать в окружающую среду. Особые инструкции описаны в листах безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит изоцианат. Строго следовать инструкциям производителя.

### 4. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

### 5. Фасовка



Лак «Эксклюзив» 5 л + 0,5 л отвердитель  
(арт. № 283000506)